

DEKUBITUS PROPILAXE





ANTIDEKUBITUS MATRATZE **CIRRUS** MIT MOTOR

Cirrus wird als Hilfsmittel bei der Dekubitusprophylaxe und -behandlung bis Kategorie 4 (0-180 kg) und Kategorie 2 (181-230 kg) und bei der Schmerztherapie eingesetzt. Es ist ein Matratzensersatzsystem, das für alle Pflegebereiche geeignet ist. Bei Cirrus wird Luft mit weichem Schaumstoff kombiniert, wodurch ein hervorragender Liegekomfort und eine ausgezeichnete Druckverteilung gewährleistet sind. Der einzigartige, wellenförmige Wechselprozess ist vor allem für die Schmerztherapie geeignet. Die zusätz-

liche Fersenfunktion bietet einen noch besseren Schutz, da der Druck auf die Fersen gemindert wird. Dank der geräuscharmen, benutzerfreundlichen Cirrus Pumpe mit ihren vier unterschiedlichen Einstellungen – Wechsel, Statisch, Wechsel + Sitz aufpumpen und Statisch + Sitz aufpumpen – ist die Matratze hervorragend für alle Patientengruppen geeignet. Zusätzlich reduziert das Doppelbezugsystem beim Richten des Bettes die Scherkräfte.

ANTIDEKUBITUS MATRATZE **AREA** OHNE MOTOR

AREA Zone wird als Hilfsmittel bei der Dekubitusprophylaxe und -behandlung bis Kategorie 3 eingesetzt. Das empfohlene Benutzergewicht beträgt maximal 230 kg. In diesem Matratzensystem wurden zur effizienten Druckverteilung und für einen hohen Liegekomfort Luft und Schaumstoff kombiniert. Die Matratze ist selbstregulierend und muss nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Es handelt sich um ein anwenderfreundliches, flexibles Matratzensersatzsystem, das vielseitig einsetzbar ist.

hervorragende Eigenschaften aus. Bei dem Matratzensystem werden Schaumstoff und Luft für eine effiziente Druckverteilung kombiniert. Es enthält neun Luftkammern, die in Zonen unterteilt sind, und die sich automatisch an den Benutzer anpassen und somit eine individuelle Einstellung ermöglichen. Die Matratze besteht aus mehreren Lagen hochwertigen Schaumstoffs. Das spezielle Design der Matratze reduziert Scherkräfte und wirkt dank abgeschrägtem Fussteil der Belastung der Fersen entgegen. AREA Zone hat ausgezeichnete Druckverteilungseigenschaften und erhielt in unabhängigen Prüfungen die Beurteilung „High pressure relief“. Beim Testen der Druckverteilungskapazität der Matratze (PAI) zeigte sich, dass 100 % des Drucks auf der Matratze unter dem Grenzwert von 30 mmHg (Belastung 80 kg) liegen.

We care more ...

FAKTEN

Typ:	Wechseldruckmatratze
Höhe:	21 cm
Funktion:	Prophylaxe und Behandlung bis einschliesslich Kategorie 4
Benutzergewicht:	0-180 kg (Kat. 4) & 180-230 kg (Kat. 2)
Feuer:	EN 597-1, -2
Stromversorgung:	230 V/50 Hz
Pegel der Pumpe:	27 dBA
Garantie:	2 Jahre
Reinigung:	Mit Reinigungsmittel und/oder Desinfektionsmittel säubern. Maschinenwäsche max. 95 °C, im Trockner trocknen.

LEISTUNGSMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

- Wechseldruck auf weicher Schaumstoffoberfläche
- Digitale, anwenderfreundliche Pumpe
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Abgeschrägtes Fussteil zur Reduzierung des Fersendrucks
- Hygiene-Schutzbezug mit verschweissten Nähten
- Schnellentleerung der Matratze
- Geräuscharme, energiesparende Pumpe
- Weicher, elastischer Hygiene-Schutzbezug
- Wasserdampf durchlässig
- Akustischer und optischer Druckverlust-Alarm
- Akustischer und optischer Stromausfall-Alarm
- Statische Funktion mit automatischer Rückstellung
- Transportfunktion

FAKTEN

Typ:	Druckverteilungsmatratze Luft/Schaumstoff
Höhe:	18 cm
Funktion:	Prophylaxe und Behandlung bis einschliesslich Kategorie 3
Benutzergewicht:	0-230 kg
Feuer:	EN 597-1, -2
Garantie:	3 Jahre
Reinigung:	Mit Reinigungsmittel und/oder Desinfektionsmittel säubern. Maschinenwäsche max. 95 °C, im Trockner trocknen.

LEISTUNGSMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

- Funktion zur Reduktion der Scherkräfte
- Zonensystem in der Matratzenoberseite
- Einfache Handhabung und Pflege
- Flexibel und selbstjustierend
- Transportgriff
- Hygiene-Schutzbezug mit verschweissten Nähten
- Hochwertiger Innenbezug
- Integrierte Fersenfunktion
- Stromloses Matratzensersatzsystem
- Verstärkte Seitenteile für verbesserte seitliche Stabilität
- Einzigartige Markierungen an Matratze und Schutzbezug



We care more ...

OZG AG
Mülibodenstrasse 3
CH-8172 Niederglatt

T +41 (0) 44 576 02 10
F +41 (0) 44 576 02 01
info@ozg.ch
www.ozg.ch